



- Certified according to EN ISO 20347:2012 protection level SRC+OB+A+E
Certificado según EN ISO 20347:2012 nivel protección SRC+OB+A+E
- Anti-static
Antiestático

ISO
- Autoclavable
Autoclavable

134°
- Breathable
Transpirable
- Slip-resistant
Antideslizante
- Shock Absorption
Absorción de impacto




IVAR

Tailored for operating rooms, this antistatic clog prioritizes hygiene with easy autoclave sterilization and an optimal it through adjustable straps. The shoe offers comfort and shock absorption for medical environments.


Adaptado a los quirófanos, este zueco antiestático prioriza la higiene con una fácil esterilización en autoclave y un ajuste óptimo mediante correas regulables. El zapato ofrece comodidad y absorción de impactos para entornos médicos.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Certified according to EN ISO 20347:2012 protection level SRC+OB+A+E.
Certificado según EN ISO 20347:2012 nivel protección SRC+OB+A+E.
- In accordance with Regulation (EU) 2016/425.
Conforme al Reglamento (UE) 2016/425.
- Anti-static thermoplastic polymer compound.
Compuesto de polímero termoplástico antiestático.
- Hypoallergenic material (latex free).
Material hipoalergénico (libre de látex).
- Waterproof material.
Material impermeable.
- Sterilizable in autoclave up to 134° and with UV.
Esterilizable en autoclave hasta 134°C y con UV.



Green Verde S/t 34/35 - 46/47



Blue Azul S/t 34/35 - 46/47




White Blanco S/t 34/35 - 46/47

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Keep your clogs in dry, ventilated areas. Sterilizable 120 ° | 134 °. Fully dry before reuse. Do not use abrasive products (such as gasoline, acids, solvents, etc).

Guarde los zuecos en un lugar seco y ventilado. Esterilizable en autoclave 120° | 134°. Dejar secar antes de nuevo uso. No utilizar productos agresivos (ácidos, disolventes, etc).



Slip-resistant sole level SRC according to EN ISO 20347:2012.

Nivel de resistencia al deslizamiento SRC según EN ISO 20347:2012.



Adjustable strap.

Correa ajustable y abatible.



Ventilation ports that improve foot breathability.

Orificios de ventilación que permiten la filtración del aire.

Improved shock absorption.

Absorpción de impactos mejorada.



Anatomical fit with massaging surface.

Ajuste anatómico y suela con relieves para masaje.

